


Co-Staining Matrix

BD LSR™ II
Plateforme de Cytométrie
UMR1231

3V 4B



Laissez-nous vous suggérer des combinaisons de fluorochromes

2 couleurs : **BV421, BB515** ou **FITC,**

3 couleurs : **+ PE-Cy7**

4 couleurs : **+ BV605**

Degré de facilité d'association de deux marqueurs co-marqués sur la même cellule



Demandez conseil à votre support BD

Brillance relative des fluorochromes



* Nécessite un changement de filtre

Laissez-nous concevoir votre panel

Indiquez LSR
DimaCell dans le
champ
« organization »



<http://eu.bd.com/panel-design/en>

Données générées à partir de marquages lymphocytaires anti-CD4 sur différents instruments BD dont le BD FACSymphony™, BD LSRFortessa™ X-20, BD FACSCelesta™ et le BD FACSCanto™ II. Données moyennées. Ces données sont globalement représentatives de cellules pouvant être générées sur un BD LSR™II.

